

Metrnl Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q641Q3

Artikelnummer: CM0021953

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen Meteorin-like Protein (METRNL) gerichtet ist. Validiert für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen. Erkennt menschliches und murines METRNL. Ideal für Forschung zu Energieverbrauch, „Browning“ von Fettgewebe und metabolischer Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	METRNL Kaninchen-pAb
Spezies	Maus
Gen-ID	284207
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 179-311 von murinem METRNL entspricht. (NP_001004431.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q641Q3
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel