

Mettl14 Kaninchen Pab - Q9Hce5

Artikelnummer: CM0025238



Einführung

Kaninchen anti-METTL14 polyklonaler Antikörper, Schlüsselkomponente des m6A-RNA-Methylierungskomplexes. Validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung auf dem Gebiet der Epitranskriptomik und RNA-Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	METTL14 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	hMETTL14; METTL14
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	57721
GenID	57721
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-210 des menschlichen METTL14 (NP_066012.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9HCE5
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Eisbeutel