


Mettl16 Kaninchen-Pak Für Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q86W50

Artikelnummer: CM0016069



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes METTL16 (RNA N6-Methyltransferase). Validiert für WB, IP, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Ideal zur Untersuchung der RNA-Modifikation und der S-Adenosyl-L-Methionin-Homöostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	METTL16 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	METT10D; METTL16
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	79066
GenID	79066
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 263-562 von humanem METTL16 (NP_076991.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q86W50
Proteingewicht	64 kDa
Versand	Eisbeutel