


Mettl5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nrn9

Artikelnummer: CM0025502



Einführung

METTL5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper validiert für WB, ELISA in Human, Maus, Ratte. Erkennt rRNA N6-Adenosin-Methyltransferase METTL5 (Q9NRN9), essentiell für Translations- und Stammzell-Pluripotenzforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	METTL5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MRT72; HSPC133; METTL5
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	29081
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-209 von humanem METTL5 enthält (NP_054887.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NRN9
Protein-Gewicht	24kDa
Versand	Eistasche