

Mgll Rabbit Polymab® Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q99685

Artikelnummer: CM0007120



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes MGLL (Monoglyceridlipase, MAGL) für die IVD-Forschung, validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Endocannabinoid-Signalgebung und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MGLL Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	MGL; HUK5; MAGL; HU-K5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	11343
Gen-ID	11343
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-303 des humanen MGLL enthält. (NP_001003794.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99685
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eistasche