

Mglur2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb - Q14416

Artikelnummer: CM0009357



Einführung

mGluR2 Kaninchen monoklonaler Antikörper (Q14416) validiert für WB, IF-P und ELISA. Erkennt humanen metabotropen Glutamatrezeptor 2, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für neurowissenschaftliche Forschung zu synaptischer Übertragung und neuronaler Erregbarkeit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	mGluR2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GLUR2; mGluR2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	2912
Gen-ID	2912
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 773-872 des humanen mGluR2 (Q14416) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q14416
Proteingewicht	96 kDa
Versand	Eisbeutel