


Mgmt Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb Und Elisa - P16455

Artikelnummer: CM0012817



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen menschliches MGMT (methyliertes-DNA--Protein-Cystein-Methyltransferase). Validiert für Anwendungen in WB und ELISA. Nützlich für Studien zu DNA-Reparatur und Arzneimittelresistenz.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MGMT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MGMT
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4255
GenID	4255
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-207 von menschlichem MGMT (NP_002403.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P16455
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel