

Mhc-Klasse I (Hla-A/B) Kaninchen-Mak - P30443/P01889/P01891/P01892/P13746/P16188/P30450

Artikelnummer: CM0008170

Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen menschliches MHC-Klasse I (HLA-A/B) gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Geeignet für die immunologische Forschung und die Entwicklung von diagnostischen Assays, die auf HLA-Allele abzielen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MHC-Klasse I (HLA-A/B) Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	HLAA; MHC-Klasse I (HLA-A/B)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3105/3106
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 des menschlichen MHC-Klasse I (HLA-A/B) (P04439) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P30443/P01889/P01891/P01892/P13746/P16188/P30450
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel