


Mib1/Dip1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q86Yt6

Artikelnummer: CM0012549



Einführung

Hochspezifischer kaninchemonoklonaler Antikörper gegen MIB1/DIP1 (Q86YT6). Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von Notch-Signalweg, Ubiquitinierung und Zentrosomenbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MIB1/DIP1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MIB; DIP1; ZZZ6; DIP-1; LVNC7; ZZANK2; MIB1/DIP1
Spezies	Human
GeneID (Human)	57534
GeneID	57534
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem MIB1/DIP1 (Q86YT6) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q86YT6
Proteingewicht	110kDa
Versand	Eisbeutel