

Mica Kaninchen Mab Für Wb, Elisa - Q29983

Artikelnummer: CM0003447



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes MICA (MHC-Klasse-I-Polypeptid-verwandte Sequenz A). Geeignet für Western Blot und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Für die Forschung in der Immunüberwachungs- und Stressantwortforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MICA Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MIC-A; PERB11.1; MICA
Art	Mensch
GenID (Mensch)	100507436
GenID	100507436
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q29983
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel