

Mica Kaninchen-Pak Für Wb, Elisa - Q29983

Artikelnummer: CM0016251



Einführung

Polyklonaler MICA-Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf das MHC-Klasse-I-ähnliche Protein ab, das an der NK-Zell-Aktivierung beteiligt ist; ideal für Immunologie und Onkologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MICA Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	MIC-A; PERB11.1; MICA
Spezies	Mensch
GenID	100507436
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 24-307 von menschlichem MICA (NP_000238.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q29983
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel