

Mical1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8TdZ2

Artikelnummer: CM0015829



Einführung

MICAL1-Kaninchen-pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der für WB und ELISA validiert wurde und gegen humanes und murines MICAL1 gerichtet ist, eine Monooxygenase, die die Aktindynamik und Apoptose reguliert. Geeignet für die Forschung im Bereich des Zytoskeletts und der Neurobiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MICAL1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MICAL; NICAL; MICAL-1; MICAL1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	64780
Gen-ID	64780
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 718-1067 des humanen MICAL1 (NP_073602.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8TDZ2
Proteingewicht	118 kDa
Versand	Kühlakku