


Mitofusin 2 Kaninchen Mab Für Wb - O95140

Artikelnummer: CM0002600



Einführung

Mitofusin 2 Kaninchen mAb (O95140), validiert für WB, IF-P und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Mensch, Maus und Ratte. Ein kritisches Reagenz für die Untersuchung der mitochondrialen Dynamik, Fusion und Mitophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Mitofusin 2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HSG; MARF; CMT2A; CPRP1; CMT2A2; HMSN6A; CMT2A2A; CMT2A2B; Mitofusin 2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9927
GenID	9927
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem Mitofusin 2 (O95140) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95140
Proteingewicht	86kDa
Versand	Eisbeutel