

Mitofusin 2 Kaninchen Pab - Mitofusin 2

Artikelnummer: CM0012830

Einführung

Mitofusin 2 Kaninchen polyklonaler Antikörper für WB, IHC-P, ELISA Anwendungen. Erkennt Mensch, Maus, Ratte. Rekombinantes Fusionsprotein-Immunogen, das den Aminosäuren 70-260 von Maus-Mitofusin 2 entspricht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Mitofusin 2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Fzo; D630023P19Rik; Mitofusin 2
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	9927
Gen-ID	170731
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 70-260 von Maus-Mitofusin 2 (NP_573464.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Proteingewicht	68kDa/86kDa
Versand	Eisbeutel