

Mixl1-Kaninchen-Pab Für Wb Und Elisa - Q9H2W2

Artikelnummer: CM0023033

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes MIXL1, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-MIXL1; geeignet für die Entwicklungsbiologie und Stammzellforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MIXL1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MIX; MIXL; MILD1; MIXL1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	83881
GeneID	83881
Immunogen	Synthetisches Peptid; ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-232 des humanen MIXL1 (NP_114150.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H2W2
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Kühlakku