

MLH3 Kaninchen-Pab Für Wb Und Elisa - Q9Uhc1

Artikelnummer: CM0030007

Einführung

Der MLH3 Kaninchen-pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der auf das DNA-Fehlpaarungsreparaturprotein MLH3 abzielt. Geeignet für Western Blot und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte, unterstützt er die Forschung zu DNA-Reparaturmechanismen und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MLH3 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HNPC7; MLH3
Spezies	Mensch
GenID	27030
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1190-1389 von humanem MLH3 (NP_055196.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UHC1
Proteingewicht	164kDa
Versand	Eisbeutel