


MLxipl Kaninchen-Pab - Q9Np71

Artikelnummer: CM0029911



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes MLXIPL (CHREBP), einen glukosereaktiven Transkriptionsfaktor. Validiert für WB, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Ideal für die Stoffwechsel- und Diabetesforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MLXIPL Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	MIO; MLX; CHREBP; MONDOB; WBSCR14; WS-bHLH; bHLHd14; MLXIPL
Spezies	Mensch
GeneID (human)	51085
GeneID	51085
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 17-175 des humanen MLXIPL (NP_116569.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NP71
Proteingewicht	93 kDa
Versand	Eisbeutel