


Mmp13 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P45452

Artikelnummer: CM0013566



Einführung

MMP13 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (P45452), validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA in Human-, Maus- und Rattenproben. Zielt auf Kollagenase 3 ab, die für ECM-Abbau, Knochenentwicklung und Gewebeumbau essentiell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MMP13 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CLG3; MDST; MANDP1; MMP-13; 13
Spezies	Human
GeneID (human)	4322
GeneID	4322
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 262-471 des humanen MMP13 (NP_002418.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P45452
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel