

Mmp19 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99542

Artikelnummer: CM0029106

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen MMP19 (Matrix-Metalloproteinase-19). Validiert für WB, ELISA. Erkennt menschliches, Maus- und Ratten-MMP19; geeignet für ECM-Abbau- und Angiogenese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MMP19 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CODA; MMP18; RASI-1; MMP19
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4327
Gen-ID	4327
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 209-508 des humanen MMP19 (NP_002420.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q99542
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel