


Kaninchen-Polyklonaler Mmp9-Antikörper Für Wb, Elisa - P14780

Artikelnummer: CM0022770



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes MMP9 (Gelatinase B). Für WB und ELISA validiert, kreuzreagiert mit murinem MMP9. Ideal für die Erforschung der extrazellulären Matrix und die Entwicklung von IVDs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MMP9-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	GELB; CLG4B; MMP-9; MANDP2; MMP9
Organismus	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4318
Gen-ID	4318
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 538–707 des humanen MMP9 (NP_004985.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P14780
Proteingewicht	78 kDa
Versand	Kühlakku