

Mneongreen Kaninchen Polyklonaler Antikörper - Mneongreen

Artikelnummer: CM0020249

Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen das mNeonGreen fluoreszierende Protein (Branchiostoma lanceolatum). Geeignet für WB, IF/ICC und ELISA-Anwendungen mit artenunabhängiger Kreuzreaktivität. Erwartete Bandengröße ~30 kDa. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	mNeonGreen Kaninchen pAb
Spezies	Branchiostoma lanceolatum
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 10-236 von Branchiostoma lanceolatum mNeonGreen enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Artenunabhängig
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel