

Mnx1/Hb9/Hlxb9 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P50219

Artikelnummer: CM0003717

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen MNX1/HB9/HLXB9, hergestellt mit synthetischem Peptid. Validiert für WB und ELISA mit menschlichen und Maus-Proben. Geeignet für die Untersuchung der Identität von Motoneuronen und der Pankreasentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MNX1/HB9/HLXB9 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HB9; HLXB9; SCRA1; HOXHB9; MNX1/HB9/HLXB9
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3110
Gen-ID	3110
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 von menschlichem MNX1/HB9/HLXB9 (P50219) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P50219
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel