

Moc3 Kaninchen Pab - A0A0N7Kjv6

Artikelnummer: CM0024069

Einführung

MOC3 Kaninchen pAb, ein polyklonaler Antikörper gegen Oryza sativa MOC3 (SWISS A0A0N7KJv6), validiert für WB- und ELISA-Anwendungen in der Reisforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MOC3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	WUS; OsWUS; WOX1B; OsWOX1B; OsJ_015793; MOC3
Art	Oryza sativa
Gen-ID	107275471
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 98-289 von Oryza sativa MOC3 enthält. (Q7XM13)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Oryza sativa
SWISS	A0A0N7KJv6
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Eisbeutel