


Mocs3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - 095396

Artikelnummer: CM0027988



Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes MOC53, validiert für WB und ELISA. Erkennt human und Maus, geeignet für Forschung zur tRNA-Thiolierung und Molybdän-Cofaktor-Biosynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MOC53 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UBA4; MOC53
Spezies	Mensch
GenID	27304
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 271-460 des humanen MOC53 (NP_055299.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	095396
Proteinmasse	50kDa
Versand	Eisbeutel