

Mon1A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q86Vx9

Artikelnummer: CM0022175



Einführung

MON1A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB und ELISA. Reagiert mit humanem MON1A, einem Vakuolen-Fusionsprotein, das am Membrantrafficking und der RAB7-Aktivierung beteiligt ist. Q86VX9.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MON1A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SAND1; MON1A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	84315
GenID	84315
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-250 von humanem MON1A (Q86VX9) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q86VX9
Proteingewicht	73kDa
Versand	Eisbeutel