

Affenpockenvirus (Mpxv) E8L Kaninchen-Mak - Q8V4Y0

Artikelnummer: CM0004712

Einführung

Affenpockenvirus (MPXV) E8L Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt das Zelloberflächen-bindende Protein OPG105 (Q8V4Y0), das für die Virusanheftung entscheidend ist. Ideal für die Affenpockenvirus-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Affenpockenvirus (MPXV) E8L Kaninchen-mAk
Spezies	Affenpockenvirus
GenID	929017
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-275 des humanen Affenpockenvirus (MPXV) E8L entspricht. (NP_536532.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Affenpockenvirus
SWISS	Q8V4Y0
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel