

Monoklonaler Antikörper-Panel Für Die Treg-Detektion Beim Menschen Und Javaneraffen Mittels Durchflusszytometrie - Human-/Affen-Treg-Panel

Artikelnummer: CM0012219

Einführung

Monoklonaler Antikörper-Panel für die durchflusszytometrische Identifizierung und Analyse regulatorischer T-Zellen (Tregs) in Proben von Menschen und Javaneraffen. Ideal für die Immunphänotypisierung und die Immunüberwachungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Human-/Affen-Treg-Panel
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Javaneraffe
Versand	Kühltasche