

Monomethyl-Histon H2B-K5 Kaninchen Polyklonaler Antikörper (P62807/Q16778) Für Wb, If/Icc, Elisa

Artikelnummer: CM0000235



Einführung

MonoMethyl-Histon H2B-K5 Kaninchen pAb detektiert endogenes monomethyliertes Histon H2B an Lysin 5 (P62807/Q16778) in Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für WB, IF/ICC und ELISA, unterstützt Chromatin- und epigenetische Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MonoMethyl-Histon H2B-K5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; MonoMethyl-Histon H2B-K5
Spezies	Mensch
GeneID (human)	H2B
GeneID	3017/8349
Immunogen	Ein synthetisches monomethyliertes Peptid um K5 von humanem H2BK5me1 (NP_003519.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Weites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	P62807/Q16778
Protein-Gewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel