


Monomethyl-Histone H3-K27 (H3K27Me1) Kaninchen Polyklonaler Antikörper (Q16695/P68431) Für Wb, Ihc, Chip & Elisa

Artikelnummer: CM0000406



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen monomethyliertes Histon H3 an Lysin 27 (H3K27me1). Validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie, Dot Blot, ChIP und ELISA. Vorhergesagte Kreuzreaktivität mit Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MonoMethyl-Histone H3-K27 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMethyl-Histone H3-K27
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H3
GenID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches monomethyliertes Peptid rund um K27 von menschlichem Histone H3 (NP_003520.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breite Reichweite vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel