


Monomethyl-Histon H3-K27 Kaninchen Mab (Q16695/P68431) - Methyliertes Histon H3 Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa

Artikelnummer: CM0000255



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper spezifisch für monomethyliertes Histon H3 Lysin 27 (H3K27me1), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit menschlichem, murinem, Ratten- und Pflanzen-Histon H3, ideal für Epigenetik- und Chromatinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MonoMethyl-Histon H3-K27 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMethyl-Histon H3-K27
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8290/8350
Gen-ID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches monomethyliertes Peptid um K27 des menschlichen Histon H3 (NP_003520.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Arabidopsis thaliana, Reis, Sonstiges (Breites Spektrum vorausgesetzt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel