


Monomethyl-Histon H3-K36 (Q16695 / P68431) Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa, Chip-Seq

Artikelnummer: CM0000316



Einführung

MonoMethyl-Histon H3-K36 kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für Anwendungen WB, IF/ICC, ELISA und ChIP-seq. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte und einem breiten Spektrum weiterer vorausgesagter Arten. Erkennt die Monomethylierung an Lysin 36 von Histon H3, einer wichtigen epigenetischen Markierung bei der Chromatinregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MonoMethyl-Histon H3-K36 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMethyl-Histon H3-K36
Art	Mensch
GenID (Mensch)	H3
GenID	8290/8350
Immunogen	Ein synthetisches monomethyliertes Peptid um K36 des menschlichen Histons H3 (NP_003520.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (breites Spektrum vorausgesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel