

Monomethyl-Histon H3-K36 Kaninchen-Mak (Q16695/P68431) Für Wb, Db, Ihc-P, Elisa

Artikelnummer: CM0000386



Einführung

Monoklonaler Antikörper vom Kaninchen zum Nachweis von monomethyliertem Lysin 36 des menschlichen Histons H3 (SWISS Q16695/P68431). Voraussichtliche Kreuzreaktivität mit Maus, Ratte und anderen Spezies. Geeignet für Western Blot, Dot Blot, IHC-P und ELISA.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MonoMethyl-Histon H3-K36 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMethyl-Histon H3-K36
Spezies	Mensch
GeneID (human)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogen	Ein synthetisches monomethyliertes Peptid um K36 des menschlichen Histons H3 (NP_003520.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Weite Bandbreite vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eistüte