

## Monomethyl-Histone H3-K36 Rabbit Mab (Q16695/P68431) Für Wb, Db, Ip, Elisa, Chip

Artikelnummer: CM0000361



### Einführung

MonoMethyl-Histone H3-K36 Rabbit mAb (SWISS: Q16695/P68431) für Epigenetik-Forschung. Validiert in WB, DB, IP, ELISA, ChIP; Reaktivität mit Human, Maus, Ratte. 15kDa, Versand in Kühlbox.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | MonoMethyl-Histone H3-K36 Rabbit mAb                                                                             |
| Bemerkungen/Alias | H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMethyl-Histone H3-K36         |
| Spezies           | Mensch                                                                                                           |
| GenID (Mensch)    | 8290/8350                                                                                                        |
| GenID             | 8290/8350                                                                                                        |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid Ein synthetisches monomethyliertes Peptid um K36 des menschlichen Histons H3 (NP_003520.1). |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                        |
| Kategorie         | Methylierte Antikörper                                                                                           |
| Anwendung         | WB, DB, IP, ELISA, ChIP                                                                                          |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breites Spektrum vorhergesagt)                                                      |
| SWISS             | Q16695/P68431                                                                                                    |
| Proteingewicht    | 15kDa                                                                                                            |
| Versand           | Kühlbox                                                                                                          |