

Monomethyl-Histon H3-K36 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper (Q16695/P68431) – Wb, Chip, Elisa

Artikelnummer: CM0000261



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper zum Nachweis von monomethyliertem Histon H3 an Lysin 36 (K36) für Western Blot, IF/ICC, ELISA, ChIP und ChIP-seq. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte und voraussichtlich einem breiten Spektrum weiterer Spezies. Ideal für epigenetische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Monomethyl-Histon H3-K36 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Monomethyl-Histon H3-K36
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H3
GenID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem Histon H3 (NP_003520.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (breites Spektrum vorausgesetzt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel