

Monomethyl-Histon H3-K4 Kaninchen-Monoklonal-Antikörper (Q16695/P68431) Für Wb, Chip, If/Icc Und Epigenetische Forschung

Artikelnummer: CM0000385



Einführung

Dieser kaninchen-monoklonale Antikörper erkennt spezifisch monomethyliertes Lysin 4 von humanem Histon H3 (SWISS Q16695/P68431). Validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP und ELISA. Breite Kreuzreaktivität: Mensch, Maus, Ratte, Arabidopsis, Reis, Weizen. Ideal für epigenetische und Chromatin-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MonoMethyl-Histon H3-K4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Histon H3; H3-4; H3/t; H3/g; H3FT; HIST3H3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8290/8350
GenID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches monomethyliertes Peptid, das den Resten um K4 von humanem Histon H3 entspricht (NP_003520.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Arabidopsis, Reis, Weizen, Andere (Breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Eisbeutel