


Monomethyl-Histon H3-K4 Kaninchen Pab (Q16695/P68431) — Validiert Für Wb, Ihc-P, Chip & Mehr

Artikelnummer: CM0000364



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper spezifisch für monomethyliertes Histon H3 an Lysin 4 (H3K4me1). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, CHIP und CHIP-seq. Kreuzreaktivität mit Mensch, Maus, Ratte und anderen Spezies wird vorausgesagt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MonoMethyl-Histon H3-K4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H3
GenID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, CHIP, CHIP-seq
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (Breites Spektrum vorausgesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel