


Monomethyl-Histon H3-K79 Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Q16695/P68431) - Wb, Chip, Ihc-P, Elisa

Artikelnummer: CM0000351



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper spezifisch für monomethyliertes Lysin 79 von Histon H3 (K79me1). Ideal für WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP und ChIP-seq. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-H3; breite Kreuzreaktivität vorhergesagt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	MonoMethyl-Histon H3-K79 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMethyl-Histon H3-K79
Spezies	Human
GeneID (human)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches monomethyliertes Peptid um K79 von humanem Histon H3 (NP_003520.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte, Andere (Breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Protein-Gewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel