


Monomethyliertes Histon H3-K79 Kaninchen-Polyclonale Antikörper (Q16695 / P68431) Für Wb, Elisa, Chip

Artikelnummer: CM0000268



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper spezifisch für monomethyliertes Lysin 79 von Histon H3 (SWISS Q16695/P68431). Validiert für WB, ELISA, ChIP; Kreuzreaktivität mit Mensch, Maus, Ratte und voraussichtlich einem breiten Spektrum weiterer Spezies.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Monomethyliertes Histon H3-K79 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliae	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Monomethyliertes Histon H3-K79
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H3
GenID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches monomethyliertes Peptid um K79 des menschlichen Histon H3 (NP_003520.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (breites Spektrum vorausgesetzt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteinmasse	15 kDa
Versand	Eisbeutel