


Monomethyl-Histone H3-K79 Kaninchen Polyklonaler Antikörper (Q16695/P68431) Für Wb, Ihc, Chip

Artikelnummer: CM0000345



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper, der gegen monomethyliertes Histone H3 an Lysin 79 (K79me1) gerichtet ist, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP und ChIP-seq. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MonoMethyl-Histone H3-K79 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMethyl-Histone H3-K79
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H3
GenID	8290/8350
Immunogen	Ein synthetisches monomethyliertes Peptid um K79 von menschlichem Histone H3 (NP_003520.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel