

Monomethyl-Histone H3-K9 (Q16695/P68431) Kaninchen-Pak Für Wb, Chip-Seq, Elisa

Artikelnummer: CM0000375



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper spezifisch für monomethyliertes Histon H3 an Lysin 9 (H3K9me1). Geeignet für WB, ChIP-seq, IHC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Epigenetik und IVD-Rohmaterialversorgung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MonoMethyl-Histone H3-K9 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMethyl-Histone H3-K9
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H3
GenID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid. Ein synthetisches monomethyliertes Peptid rund um K9 von menschlichem Histon H3 (NP_003520.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breite Reichweite vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel