


Monomethyl-Histon H3-K9 Kaninchen-Mak (Q16695/P68431) — Monoklonaler Antikörper Für Epigenetische Forschung

Artikelnummer: CM0000319



Einführung

MonoMethyl-Histon H3-K9 Kaninchen-mAk (Q16695/P68431) ist ein hochspezifischer monoklonaler Antikörper für den Nachweis von H3K9me1 in WB, DB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte und anderen vorhergesagten Arten. Ideal für epigenetische und Chromatin-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MonoMethyl-Histon H3-K9 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMethyl-Histon H3-K9
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8290/8350
GenID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches, monomethyliertes Peptid rund um K9 von menschlichem Histon H3 (NP_003520.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel