

Monomethyl-Histon H3-K9 Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Q16695/P68431) Für Wb, Ihc, Chip, Elisa

Artikelnummer: CM0000379



Einführung

Kaninchen-mAb zum Nachweis von monomethyliertem Lysin 9 von Histon H3.1 (P68431) und H3.1t (Q16695). Validiert für WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ChIP, ELISA. Kreuzreaktivität mit Mensch, Maus, Ratte; breites Spektrum vorhergesagt. Ideal für die Epigenetik-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MonoMethyl-Histon H3-K9 Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMethyl-Histon H3-K9
Spezies	Mensch
GeneID (human)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches monomethyliertes Peptid um K9 des menschlichen Histons H3 (P68431)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ChIP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Eisbeutel