

Monomethyl-Histon H3-R17 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Q16695/P68431) Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Artikelnummer: CM0000409



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen monomethyliertes R17 von humanem Histon H3 (Q16695/P68431). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte und anderen Spezies.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MonoMethyl-Histon H3-R17 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H3/j; H3C1; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FJ; H3C10; H3C11; HIST1H3J; MonoMethyl-Histon H3-R17
Spezies	Human
GeneID (human)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte, Andere (Breite Palette vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel