


Monomethyl-Histon H3-R2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Q16695/P68431) | Wb, If/Icc, Elisa

Artikelnummer: CM0000265



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, spezifisch für monomethyliertes Histon H3 an Arginin 2. Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA mit breiter Spezies-Kreuzreaktivität (Mensch, Maus, Ratte). Ideal für Epigenetik-Forschung und Chromatin-Dynamik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MonoMethyl-Histon H3-R2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMethyl-Histon H3-R2
Spezies	Mensch
GeneID (human)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogen	Ein synthetisches monomethyliertes Peptid um R2 von humanem Histon H3 (NP_003520.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breite Palette vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Protein-Gewicht	15 kDa
Versand	Eistasche