

Monomethyl-Histon H3-R26 Kaninchen Pab - Q16695/P68431 Für Wb, If/Icc, Elisa

Artikelnummer: CM0000389



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der spezifisch monomethyliertes Histon H3 an Arginin 26 (Q16695/P68431) erkennt. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte und wird für eine breite Palette weiterer Spezies vorhergesagt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MonoMethyl-Histon H3-R26 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMethyl-Histon H3-R26
Spezies	Human
GeneID (human)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid / Ein synthetisches monomethyliertes Peptid um R26 von humanem Histon H3 (NP_003520.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte, Andere (Breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Protein-Gewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel