


Monomethyl-Histone H3-R8 (Q16695/P68431) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Artikelnummer: CM0000404



Einführung

Hochwertiger MonoMethyl-Histone H3-R8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes Histon H3.1t und H3.1, monomethyliert an Arginin 8, ~15 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MonoMethyl-Histone H3-R8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMethyl-Histone H3-R8
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H3
GenID	8290/8350
Immunogen	Ein synthetisches monomethyliertes Peptid um R8 von humanem Histon H3 (NP_003520.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel