

Monomethyl-Histon H4-K20 (P62805) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Epigenetik-Forschung, Wb/Elisa

Artikelnummer: CM0000274



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen monomethyliertes Lys20 von Histon H4 (P62805) gerichtet ist. Geeignet für WB und ELISA mit breiter kreuzspezifischen Reaktivität. Ideal für die Untersuchung der Dynamik von Histonmodifikationen bei der epigenetischen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MonoMethyl-Histon H4-K20 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; MonoMethyl-Histon H4-K20
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H4
GenID	8359
Immunogen	Synthetisches Peptid – Ein synthetisches monomethyliertes Peptid rund um K20 von menschlichem Histon H4 (NP_003539.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breite Palette vorhergesagt)
SWISS	P62805
Proteingewicht	11kDa
Versand	Eisbeutel