

Monomethyl-Histon H4-K20 Kaninchen Pab (P62805) - Epigenetik-Forschungsantikörper Für Wb, Ihc, If/Icc, Elisa

Artikelnummer: CM0000356



Einführung

MonoMethyl-Histon H4-K20 Kaninchen pAb detektiert monomethyliertes Lysin 20 an Histon H4 (P62805). Kaninchen-poliklonal, validiert für WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte und voraussichtlich breit reagierend. Ideal für Chromatinbiologie und epigenetische Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MonoMethyl-Histon H4-K20 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; MonoMethyl-Histon H4-K20
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H4
GenID	8359
Immunogen	Ein synthetisches monomethyliertes Peptid um K20 des menschlichen Histons H4 (NP_003529.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (breite Reaktivität vorausgesetzt)
SWISS	P62805
Proteingewicht	11 kDa
Versand	Eispackung