


Monomethyl-Histon H4-K5 Kaninchen Pab (P62805) Für If/Icc Und Elisa

Artikelnummer: CM0000285



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen monomethyliertes Histon H4 an Lysin 5 (P62805). Validiert für IF/ICC und ELISA, mit breiter Artenreaktivität. Ideal für epigenetische Forschung und IVD-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MonoMethyl-Histon H4-K5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; MonoMethyl-Histon H4-K5
Art	Mensch
GenID (Mensch)	H4
GenID	8359
Immunogen	Synthetisches Peptid, ein synthetisches monomethyliertes Peptid um K5 des menschlichen Histons H4 (NP_003529.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (Breiter Bereich vorhergesagt)
SWISS	P62805
Proteingewicht	11 kDa
Versand	Eisbeutel