


## Monomethyl-Histone H4-R3 Kaninchen Pak (P62805) | If/Icc, Elisa Ready Antikörper

Artikelnummer: CM0000311



### Einführung

Kaninchen polyklonales Antikörper gegen monomethyliertes Arginin 3 von menschlichem Histon H4 (SWISS P62805). Geeignet für IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte und anderen Arten. Ideal für epigenetische und Chromatin-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | MonoMethyl-Histone H4-R3 Kaninchen pAk                                                                                              |
| Bemerkungen/Alias  | H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; MonoMethyl-Histone H4-R3 |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                              |
| GenID (menschlich) | H4                                                                                                                                  |
| GenID              | 8359                                                                                                                                |
| Immunogen          | Ein synthetisches monomethyliertes Peptid um R3 von menschlichem Histon H4 (NP_003529.1)                                            |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                           |
| Kategorie          | Methylierte Antikörper                                                                                                              |
| Anwendung          | IF/ICC, ELISA                                                                                                                       |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breite Reichweite vorhergesagt)                                                                        |
| SWISS              | P62805                                                                                                                              |
| Proteingewicht     | 11kDa                                                                                                                               |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                           |